

Cardinal Health México

Cardinal Health, con sede en Estados Unidos, es una empresa con presencia global que se dedica a la comercialización de **productos, servicios y soluciones integrales** para hospitales, farmacias, laboratorios clínicos y consultorios médicos.



Soluciones / Innovación / Calidad

Brindamos productos de alta calidad para la atención médica, orientados a mejorar la vida de los pacientes.



Personal Especializado

Contamos con un equipo comprometido y enfocado en dar soporte y soluciones a las necesidades que se presenten en la práctica médica.

En Cardinal Health estamos orgullosos de lograr que nuestros clientes encuentren soluciones que pueden mejorar la calidad en la atención de la salud, así como promover seguridad y buenas prácticas en beneficio de los pacientes y de los profesionales de la salud.

Ponemos a sus disposición este catálogo de productos con el fin de mostrarle el amplio portafolio de productos que tenemos disponible en México.



Cuidado de Heridas



Insuficiencia Nutricional



Prevención de Trombosis Venosa Profunda



Otros Productos

Cardinal Health es más que un negocio, más que un socio, más que trabajadores. Nosotros somos sus alas.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PATIENT RECOVERY

MEDICAL SOLUTIONS





Material exclusivo para
entrenamientos y
capacitaciones internas

NUESTRAS TERAPIAS

PILARES DE ENFOQUE

CUIDADO
AVANZADO DE
HERIDAS



INSUFICIENCIA
NUTRICIONAL



COMPRESIÓN
NEUMÁTICA PARA
TROMBO-
PROFILAXIS



SOLUCIONES PARA QUIRÓFANO

NUESTRAS TERAPIAS

PRODUCTOS QUE OFRECEMOS


Urología



Electrodos



Operating Room



Cardio-Torácico



Perinatal



NUESTRAS TERAPIAS

PRODUCTOS QUE OFRECEMOS

Contenedores de
Punzocortantes



Trampas de Succión



Quimioterapia



Tubos Recolectores




Agujas Dentales





INSUFICIENCIA NUTRICIONAL

PROPUESTA DE VALOR: UNA SOLUCIÓN COMPLETA EN NUTRICIÓN ENTERAL



NUTRICIÓN ENTERAL

ACCESOS DE CORTO PLAZO

Sondas Nasogástricas,
Nasoduodenales (transpilóricas) y
sondas Nasoyeyunales especializadas



ACCESOS DE LARGO PLAZO

Sondas de Gastrostomía, Kit de
Gastrostomía endoscópica
percutánea, Botón de
Gastrostomía



BOMBA PARA INFUSIÓN DE ALIMENTACIÓN ENTERAL SETS DE ALIMENTACIÓN (BOLSAS)



Bolsas de 500ml y 1000ml



Bomba ePump



SISTEMA DE COMPRESIÓN NEUMÁTICA INTERMITENTE

PREVENCIÓN DE TROMBOSIS VENOSA
PROFUNDA

SISTEMA DE COMPRESIÓN NEUMÁTICA, INTERMITENTE

Sistema de Compresión SCD® 700



Medias anti-embolicas



Mangas de compresión





CUIDADO DE HERIDAS

MANEJO AVANZADO DE HERIDAS
CRÓNICAS Y AGUDAS

Cuidado de Heridas

- Desbridamiento:
 - Hidrogel
- Control de la Humedad
 - Alginato de Calcio y Zinc
 - Hidrocoloide
- Apósitos Vaselinados
- Lámina de poliuretano
- Webcol



Cuidado de Heridas

PHMB
PoliHexaMetileno
de Biguanida

❑ Plataforma AMD, impregnado con Polihexametileno de Biguanida

- Espumas
- Espuma fenestrada
- Espuma en disco
- Telfa
- Kerlix
- Excilon






SALA DE OPERACIONES

DISPOSITIVOS UTILIZADOS EN QUIRÓFANO

Marcador quirúrgico de violeta de genciana




Cánulas de aspiración tipo Yankauer



ESTERILES Y DESECHABLES

DISPOSITIVOS UTILIZADOS EN QUIRÓFANO

Lija para limpiar electrocauterio



Protectores de manija



Posicionadores



Bolsas Cuenta gasas




CARDIO TORÁCICO

Sello de Agua – AquaSeal



Catéteres Torácicos Rectos



Calibres desde 12fr hasta 40fr
Elaborados de PVC

CUIDADOS NEONATALES

❑ Especiales para el cuidado de pacientes Neonatales y Pediátricos.

Cánulas CPAP



PICC Neonatal 1.9Fr



Calentador de talón



Protector de ojos para Fototerapia

ELECTRODOS



ELECTRODOS

Kitty Cat

Electrodos neonatales
pre-alambrados



Q-Trace Gold



Meditrace 850



Meditrace 100 – 200 - 450
Monitoreo Pediátrico y Adulto



UROLOGÍA

UROLOGÍA

Dover™ Latex Foley



Sonda de látex, con recubrimiento de silicón

Disponible en 2 y 3 vías con globos de 5cc y 30cc

Dover™ Silicone Foley



Sonda de 100% silicón

Disponible con globo de retención de 5cc y 30cc.

UROLOGÍA

Dover™ Silver Foley



Disponible en 2 y 3 vías
con globos de 5cc y 30cc

Bolsa recolectora de Orina



Capacidad 2000 ml

CONTENEDORES DE PUNZO CORTANTES

CONTENEDORES DE PUNZOCORTANTES



Contenedor de Desechable de Punzocortantes de Polipropileno color Rojo, con tapa de cierre de seguridad.

Uso requerido para cumplir con la **NOM-087**

- Disponible en capacidades:
0.9 lt., 4.7 lt., 7.5 lt., 11.3 lt. y 30.2 lt.

Producto Nacional.



Para la eliminación de residuos de la quimioterapia, materiales de desecho y objetos punzocortantes, como jeringas, ampollas y materiales de preparación

Capacidad 7.5 lt.

SUCCIÓN

SUCCIÓN, TRAMPAS DE RECOLECCIÓN

Contenedores para toma de muestras en vías respiratorias.

Trampa de Lukens



Trampa Delee



MANEJO DE QUIMIOTERAPIAS

QUIMIOTERAPIA

- ❑ Protege al profesional de la salud de algún riesgo tóxico, al estar en contacto con elementos para quimioterapia.



Mantel para mezclas



Guantes de nitrilo, reforzados en las yemas y libres de látex



Guantes de látex, más gruesos y con textura en las yemas para mayor protección



CardinalHealth
Essential to care™

www.cardinalhealth.com

Medias Antiembólicas T.E.D.™ Cardinal Health

Medias T.E.D.

- Las medias antiembólicas T.E.D.™ reducen la trombosis venosa profunda¹ promoviendo una mayor velocidad del flujo sanguíneo en las piernas.^{2,3,4}
- Previenen los efectos dañinos de la distensión venosa que ocurre durante la cirugía.⁵
- Atiende dos componentes de la triada de Virchow
 - Estasis venoso
 - Daño en la pared endotelial
- Incluye tallas Extra Grandes y Doble Extra Grande
 - Libre de látex

Media T.E.D.™ al muslo


Circunferencia del muslo	Circunferencia de la pantorrilla	Longitud de pierna (del talón al pliegue del glúteo)	Código	Color Identificador	Presentación de venta
Menos de 63.5 cm	Pequeña (menos de 30.5 cm)	Corta (menos de 74 cm)	3071LF		6 piezas
		Larga (más de 74 cm)	3222LF		6 piezas
	Mediana (30.5 a 38 cm)	Corta (menos de 74 cm)	3310LF		6 piezas
		Larga (más de 74 cm)	3549LF		6 piezas
	Grande (38 a 44.5 cm)	Corta (menos de 74 cm)	3634LF		6 piezas
		Larga (más de 74 cm)	3856LF		6 piezas
De 63.5 cm a 81.3 cm	Extra Grande (menos de 44.5 a 54.6 cm)	Corta (menos de 74 cm)	3180LF		6 piezas
		Larga (más de 74 cm)	3182LF		6 piezas
De 81.3 cm a 91.4 cm	XX-Grande (menos de 54.6 a 66 cm)	Corta (menos de 74 cm)	3183LF		6 piezas
		Larga (más de 74 cm)	3185LF		6 piezas

Media T.E.D.™ a la rodilla

Código	Circunferencia de la pantorrilla	Longitud de la Pierna (Del talón al pliegue de la rodilla)	Color identificador	Presentación de Venta
7071	Pequeña (menos de 30.5 cm)	Menos de 41 cm		12 piezas
7115	Mediana (30.5 a 38 cm)	Menos de 43 cm		12 piezas
7203	Grande (38 a 44.5 cm)	Menos de 45 cm		12 piezas
7604	Extra Grande (44.5 a 51 cm)	Menos de 45 cm		12 piezas
7470LF	XX-Grande (51 a 58.4 cm)	Menos de 46 cm		12 piezas
7472LF	XXX-Grande (58.4 a 66 cm)	Menos de 46 cm		12 piezas


Como ajustar y colocar la media

Consulte el siguiente dibujo para un ajuste apropiado y como colocar la media.




Largo a la Rodilla

- Medir la circunferencia de la pantorrilla para determinar el tamaño
- Medir la distancia desde el doblar de la rodilla hasta la base del talón para determinar la longitud.



Longitud del muslo

- Medir la circunferencia del muslo superior, si la circunferencia de la parte superior del muslo excede 81.3 cm vuelva a la altura de la rodilla.
- Medir la circunferencia de la pantorrilla. Usa la circunferencia del muslo y la pantorrilla para determinar el tamaño.
- Medir la distancia desde el surco glúteo hasta la parte inferior del talón para determinar la longitud.



Para colocar la media:

1. Reúna la longitud de la media hasta la marca del talón
2. Estire la media abierta y colóquela sobre el pie y el talón. Asegure que la referencia se ajuste bien al talón.
3. Dependiendo de la longitud, coloque la media uniforme sobre el tobillo o la pantorrilla a toda la longitud. No baje la parte superior de la media.
4. Alise el exceso de material con las palmas de las manos.
5. Eliminar cualquier arruga en el área de los pies sujetando la sección de los dedos y tirando hacia adelante.
6. La ventana de inspección permite revisar los dedos del pie sin retirar la media.

© 2018 Cardinal Health. Reservados todos los derechos. Cardinal Health, el logo de Cardinal Health y Otros, son en conjunto, marcas registradas de Cardinal Health. www.cardinalhealth.com

1) 2018, Sachdeva A, Dalton M, Lees T. Graduated compression stockings for prevention of deep vein thrombosis. Cochrane Database Syst Rev. 2018;11:Cd001484.

2) Jamieson R, Calderwood CJ, Greer IA. The effect of graduated compression stockings on blood velocity in the deep venous system of the lower limb in the postnatal period. BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology. 2007;114(10):1292-4.

3) Sigel B, Edelstein AL, Felix WR, Jr., Memhardt CR. Compression of the deep venous system of the lower leg during inactive recumbency. Archives of surgery (Chicago, Ill : 1960). 1973;106(1):38-43.

4) Sigel B., et al. Type of Compression for Reducing Venous Stasis. Archives of Surgery. February 1975. Vol 110; 171-175

5) Coleridge-Smith PD, et al. Deep Vein Thrombosis: Effect of Graduated Compression Stockings on Distension of the Deep Veins of the Calf. British Journal of Surgery. June 1991. Vol 78, No. (6): 724-726.



CardinalHealth
Essential to care™

Para mayor información:

contacto.mexico@cardinalhealth.com

55.79.39.91.53